

ALBILEX®-3000 e ALBILEX®-3000-A

ALBILEX®-3000 é um desincrustante e desinfectante altamente eficiente para a limpeza e desinfecção de reservatórios de água potável para todos os tipos de revestimentos e coberturas. Remove ferro, cálcio e depósitos de magnésio bem como impurezas causados por fungos, algas e bactérias; tudo num único passo.

Vantagens

- Está aprovado pelas DVGW (Associação Técnico-Científica Alemã para a Água e o Gás - www.dvgw.de) e ÖVGW (Associação Técnico-Científica Austríaca para a água e o gás - www.ovgw.at) como um detergente especial para sistemas de água potável.
- É um desinfectante de limpeza para todos os tipos de revestimentos e superfícies dos reservatórios.
- Produz um efeito de limpeza e desinfecção profundo.
- Produz um tratamento não agressivo para revestimentos e juntas de betão e aço inoxidável.
- É um produto amigo do ambiente.
- É um produto amigo do utilizador - não produz gás nocivo.
- É de fácil eliminação após limpeza.

Método de Aplicação

Dependendo do grau de sujidade, ALBILEX®-3000 e ALBILEX®-3000-A (numa razão de 1 a 2 porções de ALBILEX®-3000-A para 30 porções de ALBILEX®-3000) são misturados na água, diluídos ou não, até um máximo de 1:5. A solução é aplicada com um pulverizador de baixa-pressão na superfície que foi previamente molhada com água potável. É necessário um tempo de reacção entre 5 a 20 minutos. Em seguida, a superfície é completamente enxaguada com água. Pode ser necessário esfregar mecanicamente áreas muito sujas, especialmente nas zonas de linha de água.

Se necessário pode neutralizar o efluente resultante da lavagem e desinfecção com o ALBILEX®-3000 recorrendo ao neutralizante ALBILEX®-NEUTRALIZER, por forma a fixar o pH final na gama de 6,5 - 9,0.

Composição

ALBILEX®-3000 contém ácidos minerais, ésteres e agentes aquosos não-iónicos. Os aditivos não minerais são facilmente degradados. Adicionando ALBILEX®-3000-A, uma solução de peróxido de hidrogénio especialmente estabilizada, o oxigénio activo é libertado desinfectando e aumentando o poder de limpeza.

Forma de Entrega/Acondicionamento

O produto de dois componentes compreendendo o desinfectante ALBILEX®-3000 e o aditivo ALBILEX®-3000-A está disponível do seguinte modo:

ALBILEX®-3000 => bidões de 30 kg / contentores de 1000 kg
ALBILEX®-3000-A => bidões de 1, 5 e 30 kg